

# Desenvolvimento de um Oxímetro de Pulso Usando Microcontrolador MSP430

Davi de Alencar Mendes, João Paulo Sanches Guimarães

**Resumo**—No presente trabalho, propomos e demonstramos o desenvolvimento de um Oxímetro de Pulso usando o Microcontrolador MSP430FR2433 da *Texas Instruments*. A Saturação de Oxigênio  $SpO_2$  e a Frequência Cardíaca são parâmetros chave para o monitoramento da saúde de pacientes. O sistema proposto consiste em um sensor de  $SpO_2$ , MSP430FR2433 e um *display*. A saturação do oxigênio é calculada a partir da razão entre duas intensidades de luz, já a frequência cardíaca é calculada a partir da diferença de tempo entre dois picos da intensidade do sinal infravermelho. Os parâmetros medidos são processados no microcontrolador e exibidos no *display*.

**Index Terms**—Oxímetro de Pulso,  $SpO_2$ , Frequência Cardíaca, MSP430.

## I. INTRODUÇÃO

NAS últimas décadas observa-se uma crescente preocupação com assuntos relacionados a saúde. Em um contexto normal de monitoramento da saúde de pacientes, tem-se grandes restrições em mobilidade e usabilidade de tal maneira que soluções portáteis se tornam necessárias para diversos tipos de pacientes. O gás oxigênio é parte integrante dos processos biológicos que ocorrem no corpo humano. O transporte desse importante gás ocorre através das hemoglobinas nas células vermelhas do sangue. Informações críticas podem ser adquiridas por meio da medição da quantidade de oxigênio presente no sangue na forma de um índice percentual do total da capacidade máxima. O oxímetro de pulso é um instrumento que realiza tal medida [1].

O oxímetro de pulso inclui dois diodos emissores de luz (*LEDs*), um no espectro vermelho visível (660nm) e outro com espectro infravermelho (940nm) [2]. Mudanças na intensidade da luz transmitida pelos tecidos causadas pela pressão arterial sanguínea são detectadas como um sinal de voltagem pelo fotopletismógrafo (sensor  $SpO_2$ ). No oxímetro apresentado será utilizado um sensor que adota o método de reflectância em sua operação, ou seja, há um emissor de luz ao lado de um fotodetector que mede a resposta após a emissão de luz. A Figura 1 mostra que há uma absorção constante de luz sempre presente devido aos diferentes tecidos presentes, sangue venoso e sangue arterial.




Figura 1. Luz transmitida em fluxo sanguíneo no tempo

Entretanto, a cada batimento cardíaco há um deslocamento de sangue arterial que provoca o aumento do volume de sangue que transita pelo espaço de medição do oxímetro, causando maior absorção de luz durante esse período característico [1]. Se o sinal adquirido pelo fotodetector for analisado como um sinal de onda é possível observar que há picos a cada batimento e vales entre os batimentos. Com a luz absorvida em um vale (sinal que deve incluir todas as absorções constantes) for subtraída de uma amostra de pico é obtido o resultado do volume de sangue arterial trazido a cada batimento. Com esses sinais constantes e sua variação calcula-se um valor intermediário chamado R, a Razão Normalizada. Usando R, podemos calcular  $SpO_2$  usando a fórmula [1]:

$$SpO_2 = 110 - 25 * R$$

O MSP430 incorpora uma CPU RISC de 16-bits, periféricos e um sistema de *clock* flexível que se interconecta usando uma arquitetura Von-Neumann com barramento comum de memória e dados. Com suporte para periféricos digitais e analógicos, o MSP430 oferece soluções para aplicações que usam diferentes sinais.

## II. DESENVOLVIMENTO

### A. Justificativa e Benefícios

Por meio da oximetria, é possível avaliar se o nível de oxigênio presente no sangue arterial é adequado para as necessidades dos tecidos humanos. É um parâmetro útil para avaliar mudanças agudas do estado clínico de um paciente e também para prevenir hipoxemia (algo que causa danos rápidos e severos) [3]. Em especial, pacientes que sofrem de diversos tipos de insuficiência respiratória necessitam de um monitoramento constante de sua oximetria e em alguns casos devem ser submetidos a oxigenoterapia. A insuficiência respiratória aguda (IRp) é causada por doenças que afetam vasos, alvéolos e interstício pulmonar como síndrome da

Davi de Alencar Mendes é estudante de Graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília - UnB, Brasília, Brasil. Email institucional: dmendes@aluno.unb.br - Matrícula: 16/0026415

João Paulo Sanches Guimarães é estudante de Graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Brasília - UnB, Brasília, Brasil. Email institucional: sanches.joao@aluno.unb.br - Matrícula: 16/0031923

angústia respiratória (SARA), pneumonias, atelectasias, edema pulmonar, embolia pulmonar e outros. A IRp também pode ser causada por falência ventilatória e alterações no sistema nervoso central - SNC [3].

Dentro desse contexto, a oximetria ( $SpO_2$ ) é considerada o melhor método de monitoração não-invasiva para tais pacientes, possibilitando detectar hipoxemia relacionadas a eventos respiratórios e promover melhorias na qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida e gerando confiança aos usuário de que seu acompanhamento médico é efetivo [4].

A monitoração por meio da oximetria de pulso permite aos pacientes ter um maior controle de crises respiratórias, reduz a probabilidade de incidentes fatais de quadros de hipoxemia e agiliza diagnósticos clínicos. Dentre os benefícios obtidos é válido citar que traz maior independência ao usuário por não ser invasivo. Sobretudo, a decisão de quando monitorar a oximetria de pulso deve ser baseada em objetivos terapêuticos.

### B. Panorama do Protótipo Funcional

Para o ponto de controle 4 é esperado que seja obtido um protótipo funcional que atenda todos os requisitos do projeto e cumpra com os objetivos propostos. Para o Oxímetro de pulso é esperado que os seguintes requisitos funcionais e objetivos sejam desenvolvidos:

- [O1] Monitorar a  $SpO_2$  presente no sangue de pacientes que sofram de distúrbios pulmonares.
- [O2] Alertar o usuário ou a equipe médica quando o nível de saturação de oxigênio sanguíneo for inferior a 95% ou em casos de elevada frequência cardíaca.
- [RF01] O sistema deverá exibir em um *display* os dados obtidos.
- [RF02] O sistema deverá alertar o usuário com avisos sonoros.
- [RF03] O sistema deverá processar os dados obtidos do sensor.
- [RF04] O sistema deverá se comunicar com o sensor utilizando o protocolo I<sup>2</sup>C (*Inter-Integrated Circuit*).

Visando alcançar os objetivos para o projeto, foi utilizada a plataforma de desenvolvimento *Code Composer* da *Texas Instruments*. Esse ambiente integrado de desenvolvimento permite desenvolver aplicações em C e C++ para o MSP430 com uma grande variedade de recursos adicionais como controle de versão e depuração de código.

Como forma de Revisão bibliográfica foram pesquisadas bibliotecas de Arduino [5],[6] que implementam a comunicação e o processamento dos dados Obtidos do sensor MAX30100. O *datasheet* do sensor[2] foi utilizado para guiar o desenvolvimento das funções que são utilizadas para controlar os estados de operação e transferência de dados do sensor. O sensor utiliza uma estrutura de dados em Fila (*FIFO - First In First Out*) para armazenar os valores amostrados em 16 *bits* das leituras já realizadas do fotodiodo para o espectro Vermelho e Infravermelho. Como consequência, foi necessário implementar um buffer circular[10] para armazenar os dados lidos do sensor.

Para o processamento dos dados coletados do sensor MAX30100 é necessário implementar um filtro passa-baixa

do tipo *Butterworth*[9] de primeira ordem com  $\alpha = 0.1$  e frequência de corte - 10Hz. Após ser filtrado, o sinal é utilizado no algoritmo de detecção de batimento para estimar a frequência cardíaca utilizando dados de infravermelho. Para estimar os valores de oximetria é necessário obter somente a faixa AC dos dados de infravermelho e vermelho. Nesse sentido, é necessário implementar um filtro removedor da faixa DC[8] do sinal. Após serem filtrados, os dados são utilizados para estimar os valores de  $SpO_2$ .

### C. O Protótipo Funcional

Para organizar o desenvolvimento de um protótipo funcional que satisfaça os requisitos propostos para este projeto, este foi dividido nos seguintes itens:

1) *Descrição de Hardware*: Para o seu funcionamento, o protótipo utilizará a seguinte lista de materiais:

- MSP430FR2433;
- Sensor MAX30100;
- Display LCD 16x2 - JHD 162A;
- Buzzer (buzina);

O microcontrolador MSP430FR2433 processará todos os dados e também integrará os periféricos envolvidos no sistema.

O Sensor MAX30100 é um componente fundamental ao protótipo, uma vez que este é responsável por obter e armazenar os dados obtidos pela fotopletismografia, medição feita a partir dos LEDs vermelho e infravermelho. Além desses dados, o sensor armazena em seus registradores a temperatura, parâmetro de extrema relevância para a calibração do sensor.

O *display* LCD será utilizado para transmitir a informação processada pela MSP para o usuário ou para a equipe médica.

O *buzzer* será utilizado como um alerta em situações de emergência que possam apresentar risco para o paciente, devido à baixa oxigenação sanguínea ou à elevada frequência cardíaca.

O arranjo desses componentes foi esboçado por meio do diagrama de blocos representado na Figura 2.




Figura 2. Diagrama de Blocos do Protótipo

Mais detalhadamente, as ligações entre o o MSP e o Sensor MAX30100 foram efetuadas de acordo com o esquemático a seguir:




Figura 3. Esquemático de conexões do Sensor MAX30100

Para a versão atual do protótipo funcional vale notar que os pinos: *INT* - interrupção, *IR\_DV* e *R\_DV* - cátodo dos LEDs não estão sendo utilizados, pois não há necessidade de utilizar nenhuma dessas funções. É interessante notar que foram utilizados resistores de *pull-up* externos nos pinos *SDA* e *SCL* para estabelecer a comunicação I<sup>2</sup>C (Inter-Integrated Circuit) com o sensor.

2) *Descrição de Software*: O desenvolvimento do software para o oxímetro foi realizado em arquivos e funções com o objetivo de modularizar o código, facilitar a manutenção e legibilidade. A divisão das partes do projeto foi realizada de maneira a atender os requisitos levantados. As principais partes e o seu respectivo requisito funcional que compõe a aplicação são:

- [RF04] Comunicação I2C - *I2C.c*
- [RF04] Comunicação UART MSP-PC - *UARTcom.c*
- [RF04] Biblioteca do Sensor MAX30100 - *MAX30100.c*
- [RF03] Filtros - *MAX30100\_Filters.c*
- [RF03] Calculadora de SpO<sub>2</sub> - *MAX30100\_SPO2Calculator.c*
- [RF03] Algoritmo para Detecção de Frequência Cardíaca - *MAX30100\_BeatDetector.c*
- [RF03] Algoritmo para Oximetria de Pulso - *MAX30100\_PulseOximeter.c*
- [RF01] e [RF02] Exibição em *Display* e *Buzzer* -

Cada uma das partes do projeto interage entre si para formar o conjunto que compõe o oxímetro de pulso. A interação entre as partes descritas e o seu funcionamento será explorado na seção de resultados.

### III. RESULTADOS

#### A. Comunicação I2C

O protocolo de comunicação I2C é o meio de comunicação entre o sensor MAX30100 e o MSP430. Foram utilizados os resistores de *pullup* nas linhas de clock e dados. O código para o protocolo I2C foi reaproveitado a partir do código de exemplo da *Texas Instruments*[11] para o modelo MSP430FR2433 que está sendo utilizado no projeto. O código permite escrever/ler múltiplos *bytes* em um registrador a partir do endereço de dados e do dispositivo. A implementação do protocolo conta com a utilização de modos de baixo consumo e interrupções para recepção (RX) e envio de dados (TX).

As funções de leitura são utilizadas para receber os dados provenientes das conversões AD do sensor MAX30100 e para ler registradores que indicam o estado de operação do sensor. Já as funções de escrita são utilizadas para configurar os modos de operação do sensor e outras funcionalidades. Em especial, a função de leitura do protocolo I2C permite armazenar os *bytes* lidos em um buffer e permite ler diversas vezes o mesmo endereço. Essa funcionalidade de repetição de leitura (*burst-read*) foi utilizada na implementação da biblioteca do sensor MAX30100.

#### B. Biblioteca do Sensor MAX30100

A biblioteca do sensor MAX30100 é um conjunto de funções que permitem realizar mudanças no modo de operação e funcionalidades do sensor. Essas funções utilizam o protocolo I2C para realizar o envio/recepção de dados. Dentre as funcionalidades que a biblioteca do sensor permite realizar, podemos destacar:

- Configurar modo de operação: *setMode()*
- Configurar taxa de amostragem do conversor AD: *setSamplingRate()*
- Configurar corrente dos LEDs: *setLedsCurrent()*
- Realizar leituras do sensor de temperatura: *retrieveTemperature()*, *isTemperatureReady()* e *startTemperatureSampling()*
- Ler dados da fila de amostras R e IR: *readFifoData()*
- Resetar dados da fila de amostras: *resetFifo()*
- Retirar dados do buffer circular: *getRawValues()*
- Desligar/Continuar o sensor: *shutdown()/resume()*

Inicialmente, o sensor é configurado no modo de operação (SpO<sub>2</sub> ou Frequência Cardíaca), configura-se o conversor AD em sua resolução (10, 12, 14 ou 16 *bits* por amostra) e frequência de amostragem. Posteriormente, a corrente dos LEDs é configurada e o sensor é iniciado. Com o início da coleta de amostras, o sensor insere os valores amostrados na fila de amostras para serem lidos pelo MSP430. Após os dados serem retirados da fila de amostras do sensor e inseridos no buffer circular de dados é necessário processar as amostras para estimar SpO<sub>2</sub> e a frequência cardíaca.

#### C. Filtros - Butterworth e Removedor DC

O sensor MAX30100 já incorpora algumas funcionalidades para filtrar ruídos como cancelamento de luz ambiente e um filtro na faixa 50/60 Hz para remoção de ruídos indesejados. Para realizar os cálculos de oximetria é necessário avaliar somente a faixa AC das amostras obtidas do sensor. Nesse sentido, foi implementado um filtro que remove a faixa DC do sinal para o espectro vermelho e infravermelho.

Uma das implementações de um filtro que tenha a função desejada é o filtro de média móvel, no entanto alguma das frequências acima do nível DC podem ser atenuadas ao utilizar essa alternativa. Desenvolver um filtro passa-alta do tipo FIR (*Finite Impulse Response*) acarretaria na mesma situação com o adicional de ser um filtro com alto custo computacional para a implementação no MSP430. A alternativa encontrada foi utilizar um filtro IIR (*Infinite Impulse Response*) simples,

similar a um ressonador[8]. Esse filtro garante uma boa resposta de atenuação para as frequências DC e pode ser descrito com a seguinte equação:

$$w(t) = x(t) + \alpha \cdot w(t-1) \quad (1)$$

$$y(t) = w(t) - w(t-1) \quad (2)$$

Onde  $y(t)$  é a saída do filtro na equação 2,  $x(t)$  é a atual amostra de entrada do filtro na equação 1,  $w(t)$  é um valor intermediário do filtro e  $\alpha$  é uma constante que atua como fator de escala para o filtro. Caso  $\alpha = 1$ , todos os valores passam pelo filtro. Para valores próximos de 1 o filtro atenuará os valores da faixa DC. O filtro DC do oxímetro de pulso utiliza o valor de  $\alpha = 0.95$ .

A detecção da frequência cardíaca utiliza o sinal IR (Infravermelho) após ter sido filtrado pelo removedor DC e para remover as distorções harmônicas desse sinal é necessário utilizar um filtro passa-baixa. Embora o filtro *Butterworth* seja um filtro passa-banda ele pode ser configurado como um filtro passa-baixas. Para implementar esse filtro foi utilizada a plataforma *Filtuino*[9] que gera o código em C++ das constantes do filtro para utilização com o *Arduino*. Após algumas modificações o filtro foi testado e adaptado para utilização no MSP430.

Para configurar o filtro é necessário conhecer a frequência de amostragem para qual o sensor MAX3010 está operando. O sensor permite amostrar com frequências de até 1kHz. As atuais configurações adotadas para o sensor adotam a frequência de amostragem de 100Hz. Dessa maneira, o valor de 100Hz (Fs) foi utilizado como frequência de amostragem para o sensor. Para o valor de frequência de corte foi escolhido o valor de 10Hz (Fc). A partir desses valores foi obtido o valor de  $\alpha = \frac{F_s}{F_c} = 0.1$ . Vale ressaltar que não é preciso obter um filtro com grande precisão já que o objetivo desse filtro é melhorar a qualidade do sinal IR para a detecção de picos. O sinal filtrado pode ser visto na figura 4. É possível observar que o sinal PPG apresentado se assemelha ao formato de onda esperado para este sinal de acordo com a literatura. [1]




Figura 4. Sinal filtrado a partir das amostras IR

#### D. Algoritmo para Oximetria de Pulso e Calculadora de SpO<sub>2</sub>

O algoritmo para estimação da oximetria recebe os dados após a filtragem DC e também a frequência cardíaca. O algoritmo tem seu funcionamento baseado em uma máquina de

estados com 3 estados. Cada um dos estados tem uma função definida para o funcionamento do algoritmo e utilizam funções para calcular o valor de SpO<sub>2</sub>. O diagrama de estados pode ser visualizado na figura 5.




Figura 5. Diagrama de Estados para algoritmo da Oximetria

A máquina de estados inicia no estado *INIT* (início) e somente transita para o estado *DET* quando houver batimento cardíaco detectado - *beatDetectorGetRate()* > 0. O estado de detecção (*DET*) é responsável por atualizar a calculadora de SpO<sub>2</sub>, calculando o valor da Razão Normalizada (R) a cada três batimentos detectados. A partir desse valor, calcula-se o valor final de SpO<sub>2</sub>. Então, a máquina de estados transita para o estado de repouso (*IDLE*) e se mantém nesse estado até que receba um valor diferente de zero para a frequência cardíaca. Durante o estado de repouso, a calculadora de SpO<sub>2</sub> limpa os valores armazenados até que a máquina de estados retorne ao estado de detecção (*DET*).

1) *Balanceamento do nível DC e Ajuste de Corrente dos LEDs*: Conforme descrito, ambas as amostras (Vermelho e Infravermelho) passam pelo filtro removedor DC. Foi notado experimentalmente que para a corrente máxima dos LEDs (50 mA) as amostras do espectro vermelho tornam-se extremamente saturadas, afetando a detecção da faixa AC do sinal que é utilizada no cálculo da saturação de oxigênio. Os valores encontrados experimentalmente para a diferença no sinal DC para ambos os LEDs ligados com mesmo valor de corrente são por volta de 380.000 (unidades DC). Consequentemente, houve oscilações nos valores estimados para a SpO<sub>2</sub>.

Para solucionar este problema é necessário balancear a corrente do LED Vermelho para evitar uma grande diferença entre o valor DC do espectro vermelho para o valor DC do espectro infravermelho. Nesse sentido, foi desenvolvida uma função que altera a corrente (reduzindo ou aumentando) do LED vermelho em períodos de 2000 ms caso a diferença seja maior que 70.000 (unidades DC). Esse valor foi obtido de maneira experimental para reduzir as oscilações que ocorriam.

#### E. Algoritmo para Detecção de frequência cardíaca

Para obtenção da frequência cardíaca, utiliza-se uma FSM (máquina de estados finitos) que visa detectar a presença de um

sinal biológico estável para efetuar a medição da frequência cardíaca. A FSM tem um estado inicial, *INIT*, onde há um atraso inicial antes da detecção, avançando posteriormente para o estado de espera por um sinal possivelmente válido.




Figura 6. Diagrama de Estados da Frequência cardíaca

Esse estado, denominado *WAIT*, onde é feita a análise da amostra recebida. Caso seja detectada uma amostra maior que o limiar comparativo, este é atualizado e a máquina passa para o próximo estado. Nesse estado, há o decaimento do limiar a cada ciclo, pois, entende-se que o sinal lido não é mais relevante.

No próximo estado, *SLOPE*, detecta-se um pico, onde compara-se a amostra com o limiar, mudando para o próximo estado quando a amostra for menor que o limiar atual. Caso contrário, atualiza-se o limiar com o mínimo entre a amostra atual e a máxima já lida.

Após o *SLOPE*, há o estado de *MAYBE*, onde considera-se a existência de um sinal de frequência cardíaca estável, após detectar um pico do sinal no estado anterior. Nesse estado, o período entre dois picos é calculado por meio do tempo percorrido entre o último pico e o instante atual. Essa medida é essencial para a estimativa da frequência cardíaca.

Se a amostra estiver abaixo do limiar em quantidade maior que um parâmetro definido, entende-se que acabou de acontecer um pico e faz-se a medição descrita acima e o próximo estado será o denominado *MASK*. Caso contrário, espera-se um novo pico, portanto, volta-se ao estado *SLOPE*, visando detectar outro pico.

No estado de *MASK*, há um tempo de espera, onde é analisado o tempo decorrido entre o último pico e o instante atual. Quando este ultrapassa aquele, passa-se para o estado de *WAIT*, reiniciando o ciclo. Enquanto o tempo de espera definido não é ultrapassado, há o decréscimo do limiar.

#### F. Exibição em Display e Buzzer

Para exibição dos dados com o usuário, é utilizado um *display* LCD 16x2, tanto para a oximetria, tanto para a

frequência cardíaca. O *display* se comunica com a MSP430 por meio da emissão de dados paralelos, com o auxílio dos bits RS, EN e RW. É controlável, por meio de configurações enviadas por comandos, o modo de operação do *display*, sendo possível enviar dados em *byte* ou em *nibble*. A comunicação por *byte* é vantajosa em velocidade, porém utiliza muitos pinos do microcontrolador. Portanto, foi escolhida a comunicação paralela de apenas um *nibble*.

Quanto aos bits de controle, temos que RS identifica o *nibble* enviado ou como dados, ou como comandos, para configuração do *display*; o bit EN (*enable*) é utilizado de maneira a controlar por meio de um pulso o momento no qual os dados são válidos para leitura ou escrita no *display*, enviando ou recebendo o *nibble* de dados; por fim, o bit RW controla o sentido dos dados, variando entre leitura e escrita de acordo com seu nível lógico.

A comunicação é assíncrona, porém utiliza *timers* para auxiliar em atrasos essenciais para o seu funcionamento. Há atrasos necessários de diferentes durações, para envios de dados e comandos, bem como para inicialização do componente.

O *buzzer* é implementado de maneira a emitir um alerta quando o paciente entra em uma faixa considerada de risco para sua saúde. Essa avaliação é feita a partir do batimento cardíaco e também pela leitura de oximetria, onde é avaliado se um sinal válido foi detectado.

#### G. Comunicação UART entre MSP e PC

Para auxiliar o desenvolvimento das funcionalidades do projeto foi implementada uma comunicação UART entre o microcontrolador e o computador. Essa comunicação foi estabelecida com diferentes propósitos de depuração, dentre eles:

- Observar os valores lidos do sensor - *RAW\_VALUES*.
- Observar o funcionamento do filtro removedor DC e filtro passa-baixas - *AC\_VALUES*.
- Observar o funcionamento da máquina de estados do algoritmo de detecção da frequência cardíaca - *PULSE-DETECT*.
- Observar o gráfico do sinal PPG (Figura 4) via *Serial Plotter* do *Energia IDE* - *PULSEPLOTTER*.

Esses recursos auxiliaram no processo de depuração do código e permitiram realizar testes do componentes que constituem o sistema completo.

## IV. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos demonstram o desenvolvimento do oxímetro de pulso, atendendo os dois objetivos propostos: (1) Monitorar a SpO<sub>2</sub> presente no sangue e (2) Alertar o usuário ou a equipe médica em casos de redução na SpO<sub>2</sub> ou em casos de elevada frequência cardíaca. De maneira geral, os valores obtidos para as leituras de oximetria e frequência cardíaca se mostraram similares aos valores obtidos com um oxímetro de pulso comercial simples em testes experimentais. Além das funcionalidades desenvolvidas para o usuário final foram criados modos de depuração que permitem analisar o funcionamento do sistema por meio da conexão UART com o computador.



O projeto alcançou os objetivos esperados para a finalização do projeto ao implementar todos os requisitos funcionais propostos: [RF01] - Exibição em Display; [RF02] - Avisos sonoros; [RF03] - Monitoramento da frequência cardíaca; [RF04] - Comunicação via I<sup>2</sup>C com o sensor MAX30100. Ademais, foi melhorada a qualidade do código ao realizar pequenas correções que estabilizaram, principalmente, a leitura de frequência cardíaca. O código fonte pode ser encontrado no apêndice do presente trabalho.

Embora o oxímetro de pulso não possa ser utilizado como equipamento médico por não se adequar a legislação vigente e o projeto apresente somente caráter educacional certas melhorias podem ser realizadas em trabalhos futuros para melhor solucionar o problema proposto - Monitoramento da saturação do oxigênio sanguíneo em pacientes que apresentem insuficiência respiratória. Esforços futuros podem ser direcionados para utilização de um microcontrolador que apresente menores dimensões, tornando o dispositivo mais portátil. Além disso, implementações de filtros mais robustos em software gerariam melhores resultados para os valores de SpO<sub>2</sub> e frequência cardíaca.

#### REFERÊNCIAS

- [1] Alexander, Christian M., Lynn E. Teller, and Jeffrey B. Gross. "Principles of pulse oximetry: theoretical and practical considerations." *Anesthesia & Analgesia* 68.3 (1989): 368-376.
- [2] "MAX30100 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health - Maxim." Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health, MAXIM Integrated, www.maximintegrated.com/en/products/sensors-and-sensor-interface/MAX30100.html.
- [3] Mendes, Telma de Almeida Busch, et al. "Adequação do uso do oxigênio por meio da oximetria de pulso: um processo importante de segurança do paciente." *Einstein* 8.4 (2010): 449-55.
- [4] Winck, J. C., and L. Ferreira. "Oximetria: papel no estudo do doente respiratório." *Revista Portuguesa de Pneumologia* 4.3 (1998): 307-313.
- [5] Intersecans, OXullo. Arduino-MAX30100. n.d. https://github.com/oxullo/Arduino-MAX30100
- [6] Stroganovs, Raivis. Implementing Pulse Oximeter Using MAX30100. 2018, https://morf.lv/files/max30100.pdf. Accessed 1 May 2018.
- [7] v, Chan and V, Underwood, "A Single-Chip Pulsioximeter Design Using the MSP430", Texas Instruments, Application Report SLAA274B – November 2005–Revised February 2012.
- [8] Koblenki, Sam. "Lucid Mesh." *Everyday DSP for Programmers: DC and Impulsive Noise Removal*, Sam Koblenki, 2015, sam-koblenki.blogspot.com/2015/11/everyday-dsp-for-programmers-dc-and.html.
- [9] Schwietering, Juergen. "Filtuino - Arduino Filters." *Jayduino*, Juergen Schwietering, www.schwietering.com/jayduino/filtuino.
- [10] Thrasher, Philip. "C Generic Ring Buffer." *GitHub*, 6 Mar. 2012, github.com/pthrasher/c-generic-ring-buffer.
- [11] Eskandari, Nima. "eUSCI\_B0, I2C Master multiple byte TX/RX." *TI Cloud Tools*, Texas Instruments, 1 Jan. 2018, dev.ti.com/tirex/#/?link=Software/MSP430Ware/DevelopmentTools/MSP-EXP430FR2433/PeripheralExamples/RegisterLevel/MSP430FR2433/msp430fr243x\_eusci\_i2c\_standard\_master.c.

#### APÊNDICE

*Algoritmo de Oximetria - MAX30100\_PulseOximeter.h e MAX30100\_PulseOximeter.c e MAX30100\_SpO2Calculator.h e MAX30100\_SpO2Calculator.c*

```
1 #define SAMPLING_FREQUENCY          100
2 #define CURRENT_ADJUSTMENT_PERIOD_MS 500
3 #define DEFAULT_IR_LED_CURRENT
  MAX30100_LED_CURR_50MA
```

```
4 #define RED_LED_CURRENT_START
  MAX30100_LED_CURR_27_1MA
5 #define DC_REMOVER_ALPHA              0.95
6
7 #include <stdint.h>
8
9 #include "MAX30100.h"
10 #include "MAX30100_BeatDetector.h"
11 #include "MAX30100_Filters.h"
12 #include "MAX30100_SpO2Calculator.h"
13
14 typedef enum PulseOximeterState {
15     PULSEOXIMETER_STATE_INIT,
16     PULSEOXIMETER_STATE_IDLE,
17     PULSEOXIMETER_STATE_DETECTING
18 } PulseOximeterState;
19
20 typedef enum PulseOximeterDebuggingMode {
21     PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_NONE,
22     PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_RAW_VALUES,
23     PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_AC_VALUES,
24     PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_PULSEDETECT,
25     PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_PULSEPLOTTER
26 } PulseOximeterDebuggingMode;
27
28 PulseOximeterDebuggingMode debuggingMode;
29 PulseOximeterState state = PULSEOXIMETER_STATE_INIT;
30 LEDCurrent irLedCurrent = DEFAULT_IR_LED_CURRENT;
31 uint8_t redLedCurrentIndex = (uint8_t)
  RED_LED_CURRENT_START;
32
33 uint32_t tsFirstBeatDetected = 0;
34 uint32_t tsLastBeatDetected = 0;
35 uint32_t tsLastBiasCheck = 0;
36 uint32_t tsLastCurrentAdjustment = 0;
37
38 void (*onBeatDetected)();
39 bool pulseOxBegin(PulseOximeterDebuggingMode
  debuggingMode_);
40 void pulseOxCheckSample();
41 void pulseOxCheckCurrentBias();
42 void pulseOxUpdate();
43 float pulseOxGetHeartRate();
44 uint8_t pulseOxGetSpO2();
45 uint8_t pulseOxGetRedLedCurrentBias();
46 void pulseOxSetOnBeatDetectedCallback(void (*cb)());
47 void pulseOxSetIRLedCurrent(LEDCurrent
  irLedNewCurrent);
48 void pulseOxiShutdown();
49 void pulseOxiResume();
50
51 #include "MAX30100_PulseOximeter.h"
52 #include "MAX30100.h"
53 #include "MAX30100_BeatDetector.h"
54 #include "MAX30100_BeatDetector.c"
55
56 #include "MAX30100_Filters.h"
57
58 #include "MAX30100_SpO2Calculator.h"
59 #include "MAX30100_SpO2Calculator.c"
60
61 bool pulseOxBegin(PulseOximeterDebuggingMode
  debuggingMode_)
62 {
63     debuggingMode = debuggingMode_;
64
65     bool ready = begin();
66
67     if (!ready)
68     {
69         if (debuggingMode !=
  PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_NONE)
70             sendString("Failed to initialize the HRM
  sensor");
71         return false;
72     }
73 }
```

```

24 setMode(MAX30100_MODE_SPO2_HR);
25 setLedsCurrent(irLedCurrent, (LEDCurrent)
   redLedCurrentIndex);
26
27 setDCAlpha(DC_REMOVER_ALPHA, 'R');
28 setDCAlpha(DC_REMOVER_ALPHA, 'I');
29
30 state = PULSEOXIMETER_STATE_IDLE;
31
32 return true;
33 }
34
35 void pulseOxCheckSample()
36 {
37     uint16_t rawIRValue, rawRedValue;
38     float irACValue, redACValue, filteredPulseValue;
39     bool beatDetected;
40
41     // Dequeue all available samples
42     while (getRawValues(&rawIRValue, &rawRedValue))
43     {
44         irACValue = dcStepIr(rawIRValue);
45         redACValue = dcStepRed(rawRedValue);
46
47         filteredPulseValue = butterworthStep(-
         irACValue);
48         beatDetected = beatDetectorAddSample(
         filteredPulseValue);
49
50         if (beatDetectorGetRate() > 0) {
51             state = PULSEOXIMETER_STATE_DETECTING;
52             spO2CalcUpdate(irACValue, redACValue,
             beatDetected);
53         } else if (state ==
             PULSEOXIMETER_STATE_DETECTING) {
54             state = PULSEOXIMETER_STATE_IDLE;
55             spO2CalcReset();
56         }
57
58         switch (debuggingMode) {
59             case
             PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_RAW_VALUES:
60                 sendString("I-");
61                 sendInt((unsigned int) rawIRValue);
62                 sendData('\t');
63                 sendString("R-");
64                 sendInt((unsigned int) rawRedValue);
65                 sendData('\n');
66                 break;
67
68             case
             PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_AC_VALUES:
69                 sendString("IRac: ");
70                 sendFloat(irACValue);
71                 sendData('\t');
72                 sendString("Rac: ");
73                 sendFloat(redACValue);
74                 sendData('\n');
75                 break;
76
77             case
             PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_PULSEDETECT:
78                 sendString("R: ");
79                 sendFloat(filteredPulseValue);
80                 sendData('\t');
81                 sendString("TH: ");
82                 sendFloat(
             beatDetectorGetCurrentThreshold());
83                 sendData('\t');
84                 switch (stateBeat)
85                 {
86                     case BEATDETECTOR_STATE_INIT:
87                         sendString("INIT");
88                         break;
89                     case BEATDETECTOR_STATE_WAITING:
90                         sendString("WAIT");
91                         break;
92
93                     case
94                     BEATDETECTOR_STATE_FOLLOWING_SLOPE:
95                         sendString("FSLOPE");
96                         break;
97
98                     case
99                     BEATDETECTOR_STATE_MAYBE_DETECTED:
100                         sendString("MDET");
101                         break;
102
103                     case BEATDETECTOR_STATE_MASKING:
104                         sendString("MASK");
105                         break;
106
107                     default:
108                         sendString("ERR");
109                         break;
110                 }
111                 sendData('\n');
112                 break;
113
114             case
115             PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_PULSEPLOTTER:
116                 sendFloat(filteredPulseValue);
117                 sendData('\n');
118                 break;
119
120             default:
121                 break;
122         }
123
124         if (beatDetected && onBeatDetected) {
125             onBeatDetected();
126         }
127     }
128 }
129
130 void pulseOxCheckCurrentBias()
131 {
132     // Follower that adjusts the red led current in
133     // order to have comparable DC baselines between
134     // red and IR leds. The numbers are really magic
135     // : the less possible to avoid oscillations
136
137     if (millis() - tsLastBiasCheck >
        CURRENT_ADJUSTMENT_PERIOD_MS) {
138         bool changed = false;
139         if (getDCW('I') - getDCW('R') > 70000 &&
            redLedCurrentIndex < MAX30100_LED_CURR_50MA) {
140             ++redLedCurrentIndex;
141             changed = true;
142         } else if (getDCW('R') - getDCW('I') > 70000
            && redLedCurrentIndex > 0) {
143             --redLedCurrentIndex;
144             changed = true;
145         }
146
147         if (changed) {
148             setLedsCurrent(irLedCurrent, (LEDCurrent)
            redLedCurrentIndex);
149             tsLastCurrentAdjustment = millis();
150
151             /*
152             if (debuggingMode !=
153             PULSEOXIMETER_DEBUGGINGMODE_NONE) {
154                 Serial.print("I:");
155                 Serial.println(redLedCurrentIndex);
156             }
157             */
158
159             tsLastBiasCheck = millis();
160         }
161     }
162 }
163
164 void pulseOxUpdate()
165 {
166     update();
167 }

```

```

159 pulseOxCheckSample();
160 // pulseOxCheckCurrentBias();
161 }
162
163 float pulseOxGetHeartRate()
164 {
165     return beatDetectorGetRate();
166 }
167
168 uint8_t pulseOxGetSpO2()
169 {
170     return spO2CalcGetSpO2();
171 }
172
173 uint8_t pulseOxGetRedLedCurrentBias()
174 {
175     return redLedCurrentIndex;
176 }
177
178 void pulseOxSetOnBeatDetectedCallback(void (*cb)())
179 {
180     onBeatDetected = cb;
181 }
182
183 void pulseOxSetIRLedCurrent(LEDCurrent
184 irLedNewCurrent)
185 {
186     irLedCurrent = irLedNewCurrent;
187     setLedsCurrent(irLedCurrent, (LEDCurrent)
188 redLedCurrentIndex);
189 }
190
191 void pulseOxiShutdown()
192 {
193     shutdown();
194 }
195
196 void pulseOxResume()
197 {
198     resume();
199 }

```

```

1 #define CALCULATE_EVERY_N_BEATS 3
2
3 void spO2CalcUpdate(float irACValue, float
4 redACValue, bool beatDetected);
5 void spO2CalcReset();
6 uint8_t spO2CalcGetSpO2();
7
8 const uint8_t spO2LUT[43] =
9 {100,100,100,100,99,99,99,99,99,99,98,98,98,
10 98,98,97,97,97,97,97,97,96,96,96,96,96,95,
11 95,95,95,95,95,94,94,94,94,94,93,93,93,93};
12
13 float irACValueSqSum = 0;
14 float redACValueSqSum = 0;
15 uint8_t beatsDetectedNum = 0;
16 uint32_t samplesRecorded = 0;
17 uint8_t spO2 = 0;

```

```

1 #include <math.h>
2
3 #include "MAX30100_SpO2Calculator.h"
4
5 // SaO2 Look-up Table
6 // http://www.ti.com/lit/an/slaa274b/slaa274b.pdf
7
8 uint8_t spO2CalcGetSpO2()
9 {
10     return spO2;
11 }
12
13 void spO2CalcReset()
14 {
15     samplesRecorded = 0;
16     redACValueSqSum = 0;

```

```

17 irACValueSqSum = 0;
18 beatsDetectedNum = 0;
19 spO2 = 0;
20 }
21
22 void spO2CalcUpdate(float irACValue, float
23 redACValue, bool beatDetected)
24 {
25     irACValueSqSum += irACValue * irACValue;
26     redACValueSqSum += redACValue * redACValue;
27     ++samplesRecorded;
28
29     if (beatDetected) {
30         ++beatsDetectedNum;
31         if (beatsDetectedNum ==
32 CALCULATE_EVERY_N_BEATS) {
33             float acSqRatio = 100.0 * log(
34 redACValueSqSum/samplesRecorded) / log(
35 irACValueSqSum/samplesRecorded);
36             uint8_t index = 0;
37
38             if (acSqRatio > 66) {
39                 index = (uint8_t)acSqRatio - 66;
40             } else if (acSqRatio > 50) {
41                 index = (uint8_t)acSqRatio - 50;
42             }
43             spO2CalcReset();
44             spO2 = spO2LUT[index];
45         }
46     }
47 }

```

```

1 #ifndef MAX30100_BEATDETECTOR_H_
2 #define MAX30100_BEATDETECTOR_H_
3
4 #include <stdint.h>
5
6 #define BEATDETECTOR_INIT_HOLDOFF
7 2000 // in ms, how long to wait before
8 counting
9
10 #define BEATDETECTOR_MASKING_HOLDOFF 200
11 // in ms, non-retriggerable window after
12 beat detection
13
14 #define BEATDETECTOR_BPFILTER_ALPHA 0.6
15 // EMA factor for the beat period value
16
17 #define BEATDETECTOR_MIN_THRESHOLD 20
18 // minimum threshold (filtered) value
19
20 #define BEATDETECTOR_MAX_THRESHOLD 300
21 // maximum threshold (filtered) value
22
23 #define BEATDETECTOR_STEP_RESILIENCY 30
24 // maximum negative jump that triggers the
25 beat edge
26
27 #define BEATDETECTOR_THRESHOLD_FALLOFF_TARGET 0.3
28 // thr chasing factor of the max value when
29 beat
30
31 #define BEATDETECTOR_THRESHOLD_DECAY_FACTOR
32 0.99 // thr chasing factor when no beat
33
34 #define BEATDETECTOR_INVALID_READOUT_DELAY
35 2000 // in ms, no-beat time to cause a reset
36
37 #define BEATDETECTOR_SAMPLES_PERIOD 10
38 // in ms, 1/Fs

```

```

18 typedef enum BeatDetectorState {
19     BEATDETECTOR_STATE_INIT,
20     BEATDETECTOR_STATE_WAITING,
21     BEATDETECTOR_STATE_FOLLOWING_SLOPE,
22     BEATDETECTOR_STATE_MAYBE_DETECTED,
23     BEATDETECTOR_STATE_MASKING
24 } BeatDetectorState;
25
26 bool beatDetectorAddSample(float sample);
27 float beatDetectorGetRate();
28 float beatDetectorGetCurrentThreshold();
29 bool beatDetectorCheckForBeat(float value);
30 void beatDetectorDecreaseThreshold();

```



```

31 BeatDetectorState stateBeat =
32     BEATDETECTOR_STATE_INIT;
33 float threshold = BEATDETECTOR_MIN_THRESHOLD;
34 float beatPeriod = 0;
35 float lastMaxValue = 0;
36 uint32_t tsLastBeat = 0;

1 #include "MAX30100_BeatDetector.h"
2 #include "TimerWDT.c"
3 #include <stdbool.h>
4
5 #ifndef min
6 #define min(a,b) \
7     ({ __typeof__ (a) _a = (a); \
8        __typeof__ (b) _b = (b); \
9        _a < _b ? _a : _b; })
10 #endif
11
12 bool beatDetectorAddSample(float sample)
13 {
14     return beatDetectorCheckForBeat(sample);
15 }
16
17 float beatDetectorGetRate()
18 {
19     if (beatPeriod != 0) {
20         return 1.0 / beatPeriod * 1000.0 * 60.0;
21     } else {
22         return 0;
23     }
24 }
25
26 float beatDetectorGetCurrentThreshold()
27 {
28     return threshold;
29 }
30
31 void beatDetectorDecreaseThreshold()
32 {
33     // When a valid beat rate readout is present,
34     // target the
35     if (lastMaxValue > 0 && beatPeriod > 0) {
36         threshold -= lastMaxValue * (1 -
37             BEATDETECTOR_THRESHOLD_FALLOFF_TARGET) /
38             (beatPeriod /
39             BEATDETECTOR_SAMPLES_PERIOD);
40     } else {
41         // Asymptotic decay
42         threshold *=
43             BEATDETECTOR_THRESHOLD_DECAY_FACTOR;
44     }
45     if (threshold < BEATDETECTOR_MIN_THRESHOLD) {
46         threshold = BEATDETECTOR_MIN_THRESHOLD;
47     }
48 }
49
50 bool beatDetectorCheckForBeat(float sample)
51 {
52     bool beatDetected = false;
53     switch (stateBeat) {
54         case BEATDETECTOR_STATE_INIT:
55             if (millis() > BEATDETECTOR_INIT_HOLDOFF) {
56                 stateBeat =
57                     BEATDETECTOR_STATE_WAITING;
58             }
59             break;
60
61         case BEATDETECTOR_STATE_WAITING:
62             if (sample > threshold) {
63                 threshold = min(sample,
64                     BEATDETECTOR_MAX_THRESHOLD);
65                 stateBeat =
66                     BEATDETECTOR_STATE_FOLLOWING_SLOPE;

```

```

67     }
68
69     // Tracking lost, resetting
70     if (millis() - tsLastBeat >
71         BEATDETECTOR_INVALID_READOUT_DELAY) {
72         beatPeriod = 0;
73         lastMaxValue = 0;
74     }
75
76     beatDetectorDecreaseThreshold();
77     break;
78
79     case BEATDETECTOR_STATE_FOLLOWING_SLOPE:
80         if (sample < threshold) {
81             state =
82                 BEATDETECTOR_STATE_MAYBE_DETECTED;
83         } else {
84             threshold = min(sample,
85                 BEATDETECTOR_MAX_THRESHOLD);
86         }
87         break;
88
89     case BEATDETECTOR_STATE_MAYBE_DETECTED:
90         if (sample +
91             BEATDETECTOR_STEP_RESILIENCY < threshold) {
92             // Found a beat
93             beatDetected = true;
94             lastMaxValue = sample;
95             stateBeat =
96                 BEATDETECTOR_STATE_MASKING;
97             uint32_t delta = millis() -
98                 tsLastBeat;
99             if (delta) {
100                 beatPeriod =
101                     BEATDETECTOR_BPFILTER_ALPHA * delta +
102                     (1 -
103                     BEATDETECTOR_BPFILTER_ALPHA) * beatPeriod;
104             }
105             tsLastBeat = millis();
106         } else {
107             stateBeat =
108                 BEATDETECTOR_STATE_FOLLOWING_SLOPE;
109         }
110         break;
111
112     case BEATDETECTOR_STATE_MASKING:
113         if (millis() - tsLastBeat >
114             BEATDETECTOR_MASKING_HOLDOFF) {
115             stateBeat =
116                 BEATDETECTOR_STATE_WAITING;
117         }
118         beatDetectorDecreaseThreshold();
119         break;
120     }
121     return beatDetected;
122 }

```

*Biblioteca do Sensor MAX30100 - MAX30100.h e MAX30100.c*

```

1 #define DEFAULT_MODE
2     MAX30100_MODE_HRONLY
3 #define DEFAULT_SAMPLING_RATE
4     MAX30100_SAMP_RATE_100HZ
5 #define DEFAULT_PULSE_WIDTH
6     MAX30100_SPC_PW_1600US_16BITS
7 #define DEFAULT_RED_LED_CURRENT
8     MAX30100_LED_CURR_50MA
9 #define DEFAULT_IR_LED_CURRENT
10    MAX30100_LED_CURR_50MA
11 #define EXPECTED_PART_ID          0x11
12
13 ringBuffer_t typedef(uint16_t, fifoBuffer);

```

```

9  fifoBuffer redBuffer, irBuffer;
10 fifoBuffer* redBuffer_ptr;
11 fifoBuffer* irBuffer_ptr;
12
13 bool begin();
14 bool isTemperatureReady();
15
16 uint8_t getPartId();
17 uint8_t readRegister(uint8_t address);
18 uint8_t retrieveTemperatureInteger();
19
20 float retrieveTemperature();
21
22 void writeRegister(uint8_t address, uint8_t data);
23 void setMode(Mode mode);
24 void setLedsPulseWidth(LED_PulseWidth ledPulseWidth);
25 void setSamplingRate(SamplingRate samplingRate);
26 void setLedsCurrent(LEDCurrent irLedCurrent,
27 LEDCurrent redLedCurrent);
28 void setHighresModeEnabled(bool enabled);
29 void resetFifo();
30 void resume();
31 void shutdown();
32 void startTemperatureSampling();
33 void burstRead(uint8_t baseAddress, uint8_t *buffer,
34 uint8_t length);
35 void readFifoData();
36 void update();
37 bool getRawValues(uint16_t *ir, uint16_t *red);
38
39 #include "MAX30100_Registers.h"
40 #include "ringbuffer.h"
41 #include "I2C.c"
42 #include "MAX30100.h"
43
44 bool begin()
45 {
46     if(getPartId() != EXPECTED_PART_ID)
47         return false;
48
49     setMode(DEFAULT_MODE);
50     setLedsPulseWidth(DEFAULT_PULSE_WIDTH);
51     setSamplingRate(DEFAULT_SAMPLING_RATE);
52     setLedsCurrent(DEFAULT_IR_LED_CURRENT,
53 DEFAULT_RED_LED_CURRENT);
54     setHighresModeEnabled(true);
55
56     bufferInit(redBuffer, 16, uint16_t);
57     bufferInit(irBuffer, 16, uint16_t);
58     redBuffer_ptr = &redBuffer;
59     irBuffer_ptr = &irBuffer;
60
61     return true;
62 }
63
64 uint8_t getPartId()
65 {
66     return readRegister(MAX30100_REG_PART_ID);
67 }
68
69 uint8_t readRegister(uint8_t address)
70 {
71     uint8_t partId [1] = {0};
72     I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, address, 1);
73     CopyArray(ReceiveBuffer, partId, 1);
74     return partId [0];
75 }
76
77 void writeRegister(uint8_t address, uint8_t data)
78 {
79     uint8_t tBuffer [1] = {0};
80     tBuffer[0] = data;
81     I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, address, tBuffer,
82 1);
83 }
84
85 void setMode(Mode mode)
86 {
87     writeRegister(MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION,
88 mode);
89 }
90
91 void setLedsPulseWidth(LED_PulseWidth ledPulseWidth)
92 {
93     uint8_t previous = readRegister(
94 MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION);
95     writeRegister(MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION, (
96 previous & 0xfc) | ledPulseWidth);
97 }
98
99 void setSamplingRate(SamplingRate samplingRate)
100 {
101     uint8_t previous = readRegister(
102 MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION);
103     writeRegister(MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION, (
104 previous & 0xe3) | (samplingRate << 2));
105 }
106
107 void setLedsCurrent(LEDCurrent irLedCurrent,
108 LEDCurrent redLedCurrent)
109 {
110     writeRegister(MAX30100_REG_LED_CONFIGURATION,
111 redLedCurrent << 4 | irLedCurrent);
112 }
113
114 void setHighresModeEnabled(bool enabled)
115 {
116     uint8_t previous = readRegister(
117 MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION);
118     if (enabled) {
119         writeRegister(
120 MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION, previous |
121 MAX30100_SPC_SPO2_HI_RES_EN);
122     } else {
123         writeRegister(
124 MAX30100_REG_SPO2_CONFIGURATION, previous & ~
125 MAX30100_SPC_SPO2_HI_RES_EN);
126     }
127 }
128
129 void resetFifo()
130 {
131     writeRegister(MAX30100_REG_FIFO_WRITE_POINTER,
132 0);
133     writeRegister(MAX30100_REG_FIFO_READ_POINTER, 0)
134 ;
135     writeRegister(MAX30100_REG_FIFO_OVERFLOW_COUNTER
136 , 0);
137 }
138
139 void resume()
140 {
141     uint8_t modeConfig = readRegister(
142 MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION);
143     modeConfig &= ~MAX30100_MC_SHDN;
144
145     writeRegister(MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION,
146 modeConfig);
147 }
148
149 void shutdown()
150 {
151     uint8_t modeConfig = readRegister(
152 MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION);
153     modeConfig |= MAX30100_MC_SHDN;
154
155     writeRegister(MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION,
156 modeConfig);
157 }
158
159 float retrieveTemperature()
160 {
161     int8_t tempInteger = readRegister(

```

```

104 MAX30100_REG_TEMPERATURE_DATA_INT);
    float tempFrac = readRegister(
        MAX30100_REG_TEMPERATURE_DATA_FRAC);
105
106     return tempFrac * 0.0625 + tempInteger;
107 }
108
109 uint8_t retrieveTemperatureInteger()
110 {
111     return readRegister(
        MAX30100_REG_TEMPERATURE_DATA_INT);
112 }
113
114 bool isTemperatureReady()
115 {
116     return !(readRegister(
        MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION) &
        MAX30100_MC_TEMP_EN);
117 }
118
119 void startTemperatureSampling()
120 {
121     uint8_t modeConfig = readRegister(
        MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION);
122     modeConfig |= MAX30100_MC_TEMP_EN;
123
124     writeRegister(MAX30100_REG_MODE_CONFIGURATION,
        modeConfig);
125 }
126
127 void burstRead(uint8_t baseAddress, uint8_t *buffer,
    uint8_t length)
128 {
129     I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, baseAddress, length
    );
130     CopyArray(ReceiveBuffer, buffer, length);
131 }
132
133 void readFifoData()
134 {
135     uint8_t buffer[MAX30100_FIFO_DEPTH*4];
136     uint8_t toRead, i;
137     uint16_t redWrite, irWrite;
138
139     toRead = (readRegister(
        MAX30100_REG_FIFO_WRITE_POINTER) - readRegister(
        MAX30100_REG_FIFO_READ_POINTER)) & (
        MAX30100_FIFO_DEPTH-1);
140
141     if(toRead)
142     {
143         burstRead(MAX30100_REG_FIFO_DATA, buffer, 4 *
        toRead);
144
145         for (i=0 ; i < toRead ; ++i)
146         {
147             irWrite = (uint16_t)((buffer[i*4] << 8) |
        buffer[i*4 + 1]);
148             redWrite = ((buffer[i*4 + 2] << 8) | buffer[
        i*4 + 3]);
149             bufferWrite(irBuffer_ptr, irWrite);
150             bufferWrite(redBuffer_ptr, redWrite);
151         }
152     }
153 }
154
155 void update()
156 {
157     readFifoData();
158 }
159
160 bool getRawValues(uint16_t *ir, uint16_t *red)
161 {
162     if (!isBufferEmpty(irBuffer_ptr) && !isBufferEmpty(
        redBuffer_ptr))
163     {
164

```

```

165     bufferRead(irBuffer_ptr, *ir);
166     bufferRead(redBuffer_ptr, *red);
167     return true;
168 }
169 else
170     return false;
171 }

```

*Filtros para o MAX30100 - Removedor DC e Butterworth - MAX30100\_Filters.h*

```

1 // http://www.schwietering.com/jayduino/filtuino/
2 // Low pass butterworth filter order=1 alpha=0.1
3 // Fs=100Hz, Fc=6Hz
4 float v[2];
5
6 float butterworthStep(float x) //class II
7 {
8     v[0] = v[1];
9     v[1] = (2.452372752527856026e-1 * x)
10         + (0.50952544949442879485 * v[0]);
11     return
12         (v[0] + v[1]);
13 }
14
15 // http://sam-koblenski.blogspot.de/2015/11/everyday
16 // -dsp-for-programmers-dc-and.html
17 float alphaRed, alphaIr;
18 float dcwRed = 0, dcwIr = 0;
19 void setDCAlpha(float alpha_, char c)
20 {
21     switch(c)
22     {
23         case 'R':
24             alphaRed = alpha_;
25             break;
26         case 'I':
27             alphaIr = alpha_;
28             break;
29         default:
30             break;
31     }
32 }
33
34 float getDCW(char c)
35 {
36     switch(c)
37     {
38         case 'R':
39             return dcwRed;
40         case 'I':
41             return dcwIr;
42         default:
43             return 0;
44     }
45 }
46
47 float dcStepRed(float xRed)
48 {
49     float olddcwRed = dcwRed;
50     dcwRed = (float)xRed + alphaRed * dcwRed;
51
52     return dcwRed - olddcwRed;
53 }
54
55 float dcStepIr(float xIr)
56 {
57     float olddcwIr = dcwIr;
58     dcwIr = (float)xIr + alphaIr * dcwIr;
59
60     return dcwIr - olddcwIr;
61 }

```

*Algoritmo para display LCD - LCD.c*

```

1 #include <msp430fr2433.h>
2
3 #define BTN BIT3
4 #define LCD_OUT P2OUT
5 #define LCD_DIR P2DIR
6 #define D4 BIT4
7 #define D5 BIT5
8 #define D6 BIT6
9 #define D7 BIT7
10 #define RS BIT0
11 #define E BIT1
12 #define DADOS 1
13 #define COMANDO 0
14 #define CMND_DLY 1000
15 #define DATA_DLY 1000
16 #define BIG_DLY 3000
17 #define CLR_DISPLAY Send_Byte(1, COMANDO, BIG_DLY)
18 #define POS0_DISPLAY Send_Byte(2, COMANDO, BIG_DLY)
19 #define POS1_DISPLAY Send_Byte(0xC0, COMANDO,
    BIG_DLY)
20
21 void Atraso_us(volatile unsigned int us);
22 void Send_Nibble(volatile unsigned char nibble,
    volatile unsigned char dados, volatile unsigned
    int microsecs);
23 void Send_Byte(volatile unsigned char byte, volatile
    unsigned char dados, volatile unsigned int
    microsecs);
24 void Send_Data(volatile unsigned char byte);
25 void Send_String(char str[]);
26 void Send_Int(int n);
27 void Send_Float(volatile float var_float);
28 void InitLCD(void);
29
30 void InitLCD(void)
31 {
32     unsigned char CMNDS[] = {0x02, 0x01, 0x28, 0x0E};
33     unsigned int i;
34     // Atraso de 10ms para o LCD fazer o boot
35     Atraso_us(10000);
36     LCD_DIR |= D4+D5+D6+D7+RS+E;
37     Send_Nibble(0x03, COMANDO, CMND_DLY);
38     for(i=0; i<4; i++)
39         Send_Byte(CMNDS[i], COMANDO, CMND_DLY);
40     CLR_DISPLAY;
41     POS0_DISPLAY;
42 }
43
44 void Atraso_us(volatile unsigned int us)
45 {
46     volatile unsigned int k = 0;
47     while (k < 16)
48     {
49         TA1CCR0 = us-1;
50         TA1CTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_3 + TAIE;
51         while((TA1CTL & TAIFG)==0);
52         TA1CTL = TACLR;
53         TA1CTL = 0;
54         k++;
55     }
56 }
57
58 void Send_Nibble(volatile unsigned char nibble,
    volatile unsigned char dados, volatile unsigned
    int microsecs)
59 {
60     LCD_OUT |= E;
61     LCD_OUT &= ~(RS + D4 + D5 + D6 + D7);
62     LCD_OUT |= RS*(dados==DADOS) +
63         D4*((nibble & BIT0)>0) +
64         D5*((nibble & BIT1)>0) +
65         D6*((nibble & BIT2)>0) +
66         D7*((nibble & BIT3)>0);
67     LCD_OUT &= ~E;
68     Atraso_us(microsecs);
69 }
70
71 void Send_Byte(volatile unsigned char byte, volatile
    unsigned char dados, volatile unsigned int
    microsecs)
72 {
73     Send_Nibble(byte >> 4, dados, microsecs/2);
74     Send_Nibble(byte & 0xF, dados, microsecs/2);
75 }
76
77 void Send_Data(volatile unsigned char byte)
78 {
79     Send_Byte(byte, DADOS, DATA_DLY);
80 }
81
82 void Send_String(char str[])
83 {
84     while((*str)!='\0')
85     {
86         Send_Data(*(str++));
87     }
88 }
89
90 void Send_Int(int n)
91 {
92     int casa, dig;
93     if(n==0)
94     {
95         Send_Data('0');
96         return;
97     }
98     if(n<0)
99     {
100         Send_Data('-');
101         n = -n;
102     }
103     for(casa = 10000; casa>n; casa /= 10);
104     while(casa>0)
105     {
106         dig = (n/casa);
107         Send_Data(dig+'0');
108         n -= dig*casa;
109         casa /= 10;
110     }
111 }
112
113 void Send_Float(volatile float var_float)
114 {
115     volatile int var_int;
116
117     if (var_float < 0) // se for negativo
118     {
119         var_float = var_float * (-1); // multiplica
120         por -1
121         Send_Data('-'); // imprime sinal negativo
122     }
123
124     var_int = (int) var_float; // converte para
125     inteiro
126     Send_Int(var_int); // envia parte inteira
127
128     Atraso_us(2);
129     Send_Data('.'); // envia o "."
130
131     var_float = (var_float - var_int)*100; //
132     multiplica a parte residual nao inteira
133     var_int = (int) var_float; // converte as duas
134     primeiras casas decimais em inteiro
135     Send_Int(var_int); // envia as duas primeiras
136     casas decimais

```

